

# 130万画素USB接続 ズーム式 デジタル顕微鏡 (YDZ-1)

1.3Mega Pixels USB Zoom Microscope (YDZ-1)

130万画素1/2インチCMOSカメラを搭載。  
8倍ズームマクロレンズを採用し、約30倍  
から250倍の倍率変換が自由に可能。  
本体重量は470gの軽量で持ち運びが  
簡単な超コンパクト型のデジタル顕微鏡。  
すべてが一体になっており、この一台さえ  
あれば、高価で複雑な装置は必要無し。  
デジタル観察及び保存が可能になります。

1.3Mega Pixels  
USB Zoom  
Microscope  
(YDZ-1)






31× (1万円紙幣)



47× (ネジφ1.8mm)




95× (繊維/デニム)



143× (1Divi=0.1mm)



247× (大理石の表面)



### オプション装置



#### スタンド(小)

(YAS-1)  
W150×D125×H230mm  
ネジ固定式



#### スタンド(大)

(YAS-2)  
W140×D200×H355mm  
①粗微動ハンドルラック&  
ピニオン式  
②XYステージの装着可能



#### XYステージ(小)

(YAX-1)  
W70×D70×H38mm  
両軸±25mm可動  
耐加重 4.0Kg  
ベース皿φ 100mm



#### XYステージ(大)

(YAX-2)  
W130×D130×H39mm  
両軸±37.5mm可動  
耐加重 5.0Kg  
ベース皿φ 100mm

#### 測定用基準スケール

- ①方眼型(YAM-1)  
1Divi=0.1mm
- ②ノーマル型(YAM-2)  
1Divi=0.05mm

#### 偏光フィルター (YAF-1)

ズームレンズの先端に  
装着可能

#### 携帯型電池ホルダー (YAP-1)

W70×D70×H38mm  
ライトコンとローター付  
単三型乾電池4本入

#### 高級測長ソフト

- ①YS-1:  
測長/画像編集機能/  
画像合成機能  
(マルチフォーカス)
- ②YS-2:  
各種測長機能のみ



### 八洲光学工業株式会社

(YASHIMA OPTICAL CO.,LTD.)  
〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-12

TEL : 03-5340-0391 / FAX : 03-5340-0485  
E-mail : yashima@microscope.co.jp  
Homepage : <http://www.microscope.co.jp>

### 販売代理店 浦野株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-7-7 長井ビル  
TEL : 03-3553-6622 FAX : 03-3553-7223  
Mail : [tokyo@uranokk.com](mailto:tokyo@uranokk.com)

〒541-0044 大阪府中央区伏見町2-5-5  
TEL : 06-6222-1122 FAX : 06-6222-1134  
Mail : [dai1@uranokk.com](mailto:dai1@uranokk.com)