

130万画素USB接続 ズーム式 デジタル顕微鏡

(YDZ-1)

1.3Mega Pixels USB Zoom Microscope (YDZ-1)

130万画素1/2インチCMOSカメラを搭載。
8倍ズームマクロレンズを採用し、約30倍
から250倍の倍率変換が自由に可能。
本体重量は470gの軽量で持ち運びが
簡単な超コンパクト型のデジタル顕微鏡。
すべてが一体になっており、この一台さえ
あれば、高価で複雑な装置は必要無し。
デジタル観察及び保存が可能になります。

1.3Mega Pixels
USB Zoom
Microscope
(YDZ-1)






31× (1万円紙幣)



47× (ネジφ1.8mm)




95× (繊維/デニム)



143× (1Divi=0.1mm)



247× (大理石の表面)



オプション装置



スタンド(小)

(YAS-1)

W150×D125×H230mm

ネジ固定式



スタンド(大)

(YAS-2)

W140×D200×H355mm

①粗微動ハンドルラック&
ピニオン式
②XYステージの装着可能



XYステージ(小)

(YAX-1)

W70×D70×H38mm

両軸±25mm可動
耐加重 4.0Kg
ベース皿φ 100mm



XYステージ(大)

(YAX-2)

W130×D130×H39mm

両軸±37.5mm可動
耐加重 5.0Kg
ベース皿φ 100mm

測定用基準スケール

①方眼型(YAM-1)

1Divi=0.1mm

②ノーマル型(YAM-2)

1Divi=0.05mm

偏光フィルター

(YAF-1)

ズームレンズの先端に
装着可能

携帯型電池ホルダー

(YAP-1)

W70×D70×H38mm

ライトコンとローター付
単三型乾電池4本入

高級測長ソフト

①YS-1:

測長/画像編集機能/
画像合成機能
(マルチフォーカス)

②YS-2:

各種測長機能のみ



八洲光学工業株式会社

(YASHIMA OPTICAL CO.,LTD.)

〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-12

TEL : 03-5340-0391 / FAX : 03-5340-0485

E-mail : yashima@microscope.co.jp

Homepage : <http://www.microscope.co.jp>

販売代理店 浦野株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-7-7 長井ビル

TEL : 03-3553-6622 FAX : 03-3553-7223

Mail : tokyo@uranokk.com

〒541-0044 大阪府中央区伏見町2-5-5

TEL : 06-6222-1122 FAX : 06-6222-1134

Mail : dai1@uranokk.com